

政令指定 VA 菌根菌*

Drキンコン™



基本データ

包 装：1kg×4袋/ケース

特 長

- 本資材に含まれる有用微生物のVA菌根菌が作物の根に共生し、根張りを良くして養水分の吸収可能範囲を広げます。
- 特にリン酸を効率よく作物に供給し、ミネラル欠乏症の改善が期待できます。
- 乾燥・土壌障害等に対する抵抗力を高め、健苗の育成に役立ちます。
- 本資材のVA菌根菌は作物の根と共に生きますので、作の最終まで働きます。

対象作物

- 野菜類（アカザ科、アブラナ科等を除く）

使用方法 いずれかの時期に1回お使い下さい。

定 植 時	苗の底部(根)に株当たり1～4g「根部処理」、または「植穴処理」
仮 植 時	苗の底部(根)に株当たり1～2g「根部処理」、または「植穴処理」
播 種 時	1～5kg/育苗土500ℓの割合で土壌混和
	育苗箱の場合、10～20g/箱で処理

使用上の注意事項

- 規定の使用方法、使用量を守ってお使い下さい。
- 本資材が作物の根に直接触れるよう処理して下さい。
- ベンレート・トップジンMはVA菌根菌の生育に影響があります。これらの殺菌剤の土壌処理は避けて下さい。
- 土壌消毒をした場合は完全にガス抜きをした上でお使い下さい。
- リン酸含有量の極端に高い土壌に施用しても、効果の発現が期待できないことがあります。
- アブラナ科・アカザ科植物等には、効果が確認されていません。

貯蔵上の注意

- 冷暗所に保存して下さい。
- 本資材は微生物資材ですので、できるだけ早く使用して下さい。
- 開封後は資材を残さず使い切して下さい。

* 地力増進法の定める指定土壌改良資材として政令指定されています。